

A: Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)
Calle Federico Velázquez No.1, María Auxiliadora
Santo Domingo, República Dominicana
4to Piso, Departamento de Compras y Contrataciones
Teléfono: 809-681-0080

Viernes, 26 de Marzo del 2021

PV9792– – Oferta Técnica CECANOT-DAF-CM-2021-0104

Solución Salina Balanceada BVI, 500ml

Solución pirógena estéril para la irrigación ocular y la hidratación corneal. Auxiliar en la cirugía ocular para la irrigación intraocular durante las intervenciones quirúrgicas oftálmicas como extracción de catarata, lesectomía y vitrectomía de pars plana

Composición

- Cloruro de Sodio 6,40g
- Cloruro de Potasio 0,75g
- Cloruro de Calcio Dihidrato 0,48g
- Cloruro de Magnesio Hexahidrato 0.30g
- Acetato de Sodio Trihidrato 3,90g
- Citrato de Sodio Dihidrato 1,70g
- Agua para inyección Q,S
- Hidróxido de sodio y/o Acido Clorhídico (Para regular PH)
- PH 7,5
- Osmolaridad 290-350 mosm/Kg

No contiene: Látex, PVC, Ftalatos ni componente animal

Características

Solución transparente, incolora y libre de material particulado

Material de Empaque

Botella de Cristal

Presentación

500ml

Fecha de Caducidad

3 años

Esterilización

Esterilización al vapor

